

KIRSCH Thermoscript

Die Verwendung des Temperaturschreibers ist empfehlenswert, wenn die Temperatur in einem Kühl- oder Gefrierschrank dokumentiert werden soll, ohne dass die Aufzeichnung außerhalb des Kühlgerätes ablesbar sein muss. Er kann an jede gewünschte Stelle gelegt werden. Es ist keine Montage erforderlich. Der Temperaturschreiber hat einen Uhrwerksantrieb und ist somit netzunabhängig. Die Temperaturskala ist gut ablesbar und ist - wie der Registrierstreifen - hinter einem Sichtfenster angeordnet. Durch sein kältespeicherndes, massives Gehäuse zeigt er die Temperatur des Kühlguts an und nicht die Lufttemperaturschwankungen, die z. B. beim Türöffnen entstehen. Messbereich: -40° bis $+25^{\circ}\text{C}$. Längste Registrierdauer auf einem Streifen: 32 Tage. Maße: Länge 16,5 cm, Breite 9,2 cm, Dicke 4,6 cm. Gewicht ca. 1 kg. Ersatz-Wachspapierstreifen erhältlich in 10-Stück-Packungen.




Abb.: Thermoscript zum Einlegen in Kühl- und Gefrierschränke.

Bei Fragen zu unseren Produkten können Sie uns gerne kontaktieren.
Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Philipp Kirsch GmbH

Hersteller für medizintechnische Kühlgeräte
Im Lossenfeld 14
77731 Willstätt
Tel.: 0781 9227-0
Fax: 0781 9227-200
info@kirsch-medical.de